

Таблица №1 - точки по показател ПСД - сигурност на доставката

Обособена позиция №	Наименование	Търговско наименование	Каталожен №	Завод/бързава производител	"Максмет"ООД	"Нове Медикъл Трейд"ООД	"Екос Медика"ООД
1	Интерген коронарен стент. Материал: Нерждаема стомана 361 L, третирана с ксифородни йони. Дизайн: биосъвместим, без външно покритие, с много добра радиална здравина пет пръстена на сегмент и гъвкавост три спирално оформени връзки. Дебелина на страта: 0.0045". Resoil: 1,4%. Съвместимост на катетъра: 5F, 6F за 4,5 mm; Номинално налягане: 7 атм; Максимално налягане: 16 атм; Дебелина на водача: 0.115 mm (0.0045"); Дължина (mm): 9, 14, 18, 23, 28, 36; Диаметър (mm): 3.0, 3.50, 4.0, 4.50.	Biomet*	55XXXY*	Ibrosptex S. A./ Испания	10г.		
2	Интерген коронарен стент. Материал: Нерждаема стомана 361 L, третирана с ксифородни йони. Дизайн: биосъвместим, без външно покритие, с много добра радиална здравина пет пръстена на сегмент и гъвкавост две спирално оформени връзки; Дебелина на страта: 0.0037". Resoil: 1%; Съвместимост на катетъра: 5F. Номинално налягане: 8 атм; Максимално налягане: 16 атм; Дебелина на водача: 0.094 mm (0.0037"); Дължина (mm): 9, 14, 19, 23,28; Диаметър (mm): 2.0, 2.25, 2.50, 2.75.	Biomet Small*	55XXXY*	Ibrosptex S. A./ Испания	10г.		
3	Медикамент - излъчващ стент. Материал: нерждаема стомана 316 L, Медикамент: Simvastatin. Покритието позволява излъчването на 40 % от медикамента до 20 - тия ден от имплантирането му и на около 90% на 60 - тия ден от имплантирането. Дизайн: P5 биосъвместим полимер, висока радиална здравина, пет пръстена на сегмент, отлично управление и гъвкавост три спирално оформени връзки; Дебелина на страта: 0.0045"; Resoil: 1,4%; Скъсяване: 1%; Съвместимост на катетъра: 5F, 6F за 4,5 mm; Номинално налягане: 8 атм; Максимално налягане: 16 атм; Дебелина на водача: 0.115 mm (0.0045"); Дължина(mm): 9, 14, 18, 23, 28, 36; Ширинна: (mm): 3.0, 3.50, 4.0, 4.50.	Iris*	0056XXXY*	Ibrosptex S. A./ Испания	10г.		
4	Медикамент - излъчващ стент. Материал: нерждаема стомана 316 L, Медикамент: Simvastatin. Покритието позволява излъчването на 40 % от медикамента до 20 - тия ден от имплантирането му и на около 90% на 60 - тия ден от имплантирането. Дизайн: P5 биосъвместим полимер, висока радиална здравина, пет пръстена на сегмент, отлично управление и гъвкавост две спирално оформени връзки; Дебелина на страта: 0.0045"; Resoil: 1%; Скъсяване: 1,2%; Съвместимост на катетъра: 5F; Номинално налягане: 8 атм; Максимално налягане: 16 атм; Дебелина на водача:0.094 mm (0.0037"); Дължина(mm): 9, 14, 19, 23, 28, 36; Ширинна: (mm): 2.0, 2.25, 2.50, 2.75;	Irisl Small*	0056XXXY*	Ibrosptex S. A./ Испания	10г.		
5	Непокрит метален стент. Материал: нерждаема стомана 316 L; Дизайн: отворена клетка, тefлоново покритие на проксималния катетър, изключително гъвкав материал 900 Mm = 6.09 PSI и хидрофилно покритие за подобро управление; шест пръстена на сегмент; Врх: нисък профил на навлягане 0.017", 2 mm дължина; Дебелина на страта: 0.0049"; Resoil: 1,4%; Скъсяване: 1%; Съвместимост на катетъра: 5F, 6F за 4,5 mm; Кросинг профил: 0.0038 - 0.041"; Номинално налягане: 8 атм; Максимално налягане: 16 атм; Дебелина на водача: 0.115 mm (0.0045"); Дължина (mm): 9, 14, 18, 23, 28, 36; Ширинна: (mm): 3.0, 3.50, 4.0, 4.50.	Apolo*	54XXXY*	Ibrosptex S. A./ Испания	10г.		

6	Непокрит метален стент. Материал: неръждаема стомана 316 L. Дизайн: отворена клетка, тefлоново покритие на проксималния катетър, изключително гъвкав материал 1000 Mpa = 6,84 PSI и хиперофилно покритие за подобро управление; пет пръстена на сегмент Връх: нисък профил на налягане 0,017", 2 mm дължина. Дебелина на стъра: 0,0045". Resoil: < 1%, Съксяване: 1,2%, Съвместимост на катетъра: 5F; Кросинг профил: 0,0034 - 0,038" Номинално налягане: 8 атм, Максимално налягане: 16 атм; Дебелина на водача: 0,094 mm (0,0037"), Дължина (mm): 9, 14, 19, 23, 28, 36; Ширина: (mm): 2,0, 2,25, 2,50, 2,75;	Apolo Small*	54XXV*	Ibetroprilx S. A./ Испания	10г.		
7	Медикамент - излъчващ стент. Материал: неръждаема стомана 316 L. Медикамент: Rapilaxel. Покритието позволява излъчването на 80% от медикамента 60 дни след имплантирането. Дизайн: P5 биосъвместим полимер, висока радиална здравина пет пръстена на сегмент, отлично управление и гъвкавост три спирално оформени връзки; Отворена структура, Дебелина на стъра: 0,0049", Resoil: < 1,4%, Съксяване: 1%; Съвместимост на катетъра: 5F, 6F за 4,5 mm; Номинално налягане: 8 атм; Максимално налягане: 16 атм; Дебелина на водача: 0,115 mm (0,0045"), Дължина (mm): 9, 14, 18, 19, 23, 28, 36; Ширина: (mm): 3,0, 3,50, 4,0, 4,5.	Active*	0057XXV*	Ibetroprilx S. A./ Испания	10г.		
8	Медикамент - излъчващ стент. Материал: неръждаема стомана 316 L. Медикамент: Rapilaxel. Покритието позволява излъчването на 80% от медикамента 60 дни след имплантирането. Дизайн: P5 биосъвместим полимер, висока радиална здравина пет пръстена на сегмент, отлично управление и гъвкавост две спирално оформени връзки; Отворена структура, Дебелина на стъра: 0,0045", Resoil: < 1%, Съксяване: 1,2%; Съвместимост на катетъра: 5F; Номинално налягане: 8 атм; Максимално налягане: 16 атм; Дебелина на водача: 0,094 mm (0,0037"), Дължина (mm): 9, 14, 19, 23, 28, 36; Ширина: (mm): 2,0, 2,25, 2,50, 2,75.	Active Small*	0057XXV*	Ibetroprilx S. A./ Испания	10г.		
9	Материал: Carbon-Ion stainless steel. Дизайн: отворена клетка. Дебелина на стъра 110 µm; Кросинг профил: < 1,05 mm; Лекарство: Rapamycin/Strobinus; Еквивалентна декоративна доза: 2,0 µg/mm; Дизайн: Rapid exchange; Полимер: биоразградим за период от шест седмици; MRI съвместимост - rapamycin; Дебелина на покритието: приблизително 5 µm; Съотношение Метал/Артериал - 13%-15%; Номинално налягане: 6 - 7 атм. Максимално налягане: 14 - 16 атм (burst pressure); Върхен диаметър на шифа: Проксимален 2,1 F; Дистален 2,6 F; Съвместимост на катетъра: 5F; Водач: 0,014", Дължина (mm): 10, 14, 18, 24, 28, 34, 38; Диаметър (mm): 2,5, 2,75, 3,00, 3,25, 3,50, 4,00, 4,50, 5,00;	ITRIX Rapamycin излъчваща система за катетъра не на стента	dd ICS II MR dd- диаметър на балона II - дължина на стента	ang International GmbH/ Германия	10г.		
10	Материал: CoCr. Дебелина на стъра 0,065mm. Дизайн на клетката - semi-open; MRI съвместимост - rapamycin; Съвместимост на катетъра: 5F; Дизайн: Rapid exchange; Водач: semi-compliant; Полосна дължина на водача: 1415 mm; Водач: 0,014"; Върхен диаметър на шифа: Проксимален 2,1 F; Дистален 2,6 F; Дължина при диаметър до 3,00 (mm): 8, 12, 16, 19, 24, 28, 34, 38; Дължина при диаметър над 3,00 (mm) - 10, 14, 18, 24, 28, 34, 38; Диаметър (mm): 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00	ArtiosPico - Cobalt-Chromium Corrosion Skele	dd ICS II P dd- диаметър на балона II - дължина на стента	ang International GmbH/ Германия	10г.		
11	DBM - медикамент - излъчващ балон с активно действащо вещество Rapilaxel и експлицитен VTHC (n - бутил - три n - хексил пипераз). Съотношение Rapilaxel към VTHC: 90/10. Отделяне на Rapilaxel 2,5 µg/mm². РТСА Катетър Rapid Exchange, водач 0,014". Хиперофилно покритие на частта RX. Честота на покритие на балона с медикамент: 99,0 %. Номинално налягане 6 бат - 16 бат. Радиологични и визуални маркери (P1 - I1). Диаметър (mm): 1,50; 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 4,00; Дължина (mm): 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40;	DBM Pac Sol	dd DBM II dd- диаметър на балона II - дължина на стента	ang International GmbH/ Германия	10г.		

12	Коронарен мелкамент излъчващ стент. Материал: CoCr L605. Дебелина на едрата 65 μm (0.065mm или 0.0026"). Recoil: <3%. Скъсяване: <0.29%. Декастово: Strolimus. Еквивалентна декастовена доза: 1.25 $\mu\text{g}/\text{mm}^2$. Полимер: биоразградим и биосъвместим. Дизайн: Rapid exchange, хибриден – отворена и затворена клетка. Номинално налягане: 9 atm. Максимално налягане: 16 atm (burst pressure). Balloon overhang: < 0.5 mm. Върхнен диаметър на шифта: Проксимален 1.9F. Дистален 2.7F. Ро маркери: 2 – Платина / Иридий. Използваема дължина на катетъра: 140 cm. Съвместимост на катетъра: 5F. Волач: 0.014" или 0.36 mm. Дължина (mm): 8, 13, 16, 19, 24, 29, 32, 37, 40. Диаметър (mm): 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5.	Metafor® Strolimus Eluting Coronary Stent System	MTXXXXX Y	Ment Life Sciences Pvt., Ltd/ Индия	10г.		
13	Материал: CoCr L605. Дебелина на едрата 65 μm (0.065mm или 0.0026"). Recoil: <3%. Средна загуба (mean foreshortening): 0.29%. Дизайн: Rapid exchange, хибриден – отворена и затворена клетка. Номинално налягане: 9 atm. Максимално налягане: 16 atm (burst pressure). Balloon overhang: <0.5 mm. Върхнен диаметър на шифта: Проксимален 1.9F. Дистален 2.7F. Ро маркери: 2 – Платина / Иридий. Използваема дължина на катетъра: 140 cm. Съвместимост на катетъра: 5F. Волач: 0.014" или 0.36 mm. Дължина (mm): 8, 13, 16, 19, 24, 29, 32, 37 и 40. Диаметър (mm): 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5.	Nexgen® Cobalt Chromium Coronary Stent System	XXXXXXXX Y	Ment Life Sciences Pvt., Ltd/ Индия	10г.		
14	Коронарен мелкамент излъчващ стент. Материал: CoCr L605. Дебелина на едрата 65 μm (0.065mm или 0.0026"). Recoil: <3%. Скъсяване: <0.29%. Декастово: Strolimus. Еквивалентна декастовена доза: 1.25 $\mu\text{g}/\text{mm}^2$. Полимер: биоразградим и биосъвместим. Дизайн: Rapid exchange, хибриден – отворена и затворена клетка. Номинално налягане: 9 atm. Максимално налягане: 16 atm (burst pressure). Balloon overhang: < 0.5 mm. Върхнен диаметър на шифта: Проксимален 1.9F. Дистален 2.7F. Ро маркери: 2 – Платина / Иридий. Използваема дължина на катетъра: 140 - 142 cm. Съвместимост на катетъра: 5F. Волач: 0.014" или 0.36 mm. Дължина (mm): 8, 13, 16, 19, 24, 29, 32, 37, 40, 44, 48. Диаметър (mm): 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5.	Biomime® Strolimus Eluting Coronary Stent System	BIOXXXXY	Ment Life Sciences Pvt., Ltd/ Индия	10г.		
15	Материал на стента, Дизайн на клетката – затворена клетка с двойно свързваща система. Шест клетъчен строж. Дебелина на едрата 80 μm. Рентгенологична видимост - умерена. Профил на премиване: 0.038". Входен профил - 0.017". Хирургично покритие "М Coat" на върха и дисталния шифт. Монтиран върху носеща система със следната характеристика: Нурдиче технология на проксималния край. Дистална част от полиамид. Диаметър на дисталната част 2.6 F. Диаметри: 2.0, 2.25, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0	ULTIMAST ER	DERD.	TERUMO EUROPE/ Белгия			10г.
16	S-стент от неръждаема стомана -квадратичен линк-дизайн тип "отворена клетка", покрит абиогенно с резорбируем биополимер-полилактична киселина/PLA/ с лекарствен агент-Биолимус A9, монтиран в/ху. Наегте* платформа/3 платов бапон от найлон/, покрита с хирургичен М-коут,сипиконова проксимална и хирургична дистална част,използваема дължина - 145 cm. Стент диаметър - 2.25-2.5-2.75-3.0-3.5-4.0 дължина 8-14-18-24-18,профил-0.042"/0.044"	NOBORI	DERA...	TERUMO EUROPE/ Белгия			10г.

17	Лекарство излъчващ коронарен стент, покрит абдуминално с градиентен резорбируем кополимер-полилактична киселина/PLLA, биоразградим до 120 дни, с лекарствен агент-Сиролимус, базиран в/ху Канаме стент от CoSt 605, хомогенна геометрия тип "open cell", 80μ, дебелина на стратовете, улюбен за бифуркационни лезии, качен в/ху платформа Kyuicseп shaft, RX порт на 25cm от върха, с хидрофилно покритие М-coat II и размери 9-12-15-18-24-28-30-33cm, диаметри 2,5-2,75-3,0-3,5-4,0, съвместим с 6F волещ катетър при "кисинг" техника	ULTIMAST ER	DERA...	TERUMO EUROPE / Белгия			10г.
18	Материал - CoSt 605 от ново поколение, хомогенна геометрия тип "open cell" 80μ дебелина на стратовете, улюбен за бифуркационни лезии, качен в/ху платформа Kyuicseп shaft, с ново поколение хидрофилно покритие М-coat II и размери 9-12-15-18-24-28 диаметри 2,5-2,75-3,0-3,5-4,0	KANAME	CSRD..	TERUMO EUROPE / Белгия			10г.
19	Материал: кобалтова сплав; Дизайн: коронен тип, затворена клетка; Дебелина на стратовете: 0.0036"; 10 клетъчен строже с големина на клетките 1,0 мм; Rо видимост - висока; специален връх за висока проходимост.						
20	Материал: кобалтова сплав; Дизайн: непрекъсната синусоида; Углатявки и закръглени стратове; Оптимална големина на клетките за поддръжка и покритие; Rо видимост - висока						
21	Материал: кобалтова сплав; Платформа: коронен тип, затворена клетка; Медикамент: Zolairiplus; Rо видимост - висока; специален връх за по-лесно пресичане; Дебелина на стратовете: 0.0036"						
22	Материал: усъвършенствана кобалтова сплав; Платформа: подобрена, коронен тип, затворена клетка; Медикамент: Zolairiplus; Rо видимост - висока; Специален връх за висока проходимост; подобрен шифт с увеличен натиск; Дебелина на стратовете: 0.0036"						
23	Биологичен пейсинг катетър без батон за дясно сърце кривка и за пейсиране в камерата. Създаден да осигури надежно пейсиране и управление на сигнали в камерата чрез достъп през долна вена кава. Прецизен контрол без прекомерна твърдост. Оптимален контрол при въртене. Дълбочина 10 cm. На маркерите за подсилване при поставянето, дължина – 110 cm, размер -5F, електродно разстояние – 1 cm.	PACEL Biprofar pacing catheter	401770	St. Jude Medical/ САЩ			10г.

Комисия в състав:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....